

## DLACZEGO GAME READY?

Klinicznie udowodniona pomoc w poprawie powrotu do zdrowia i szybszym osiągnięciu kluczowych etapów fizjoterapii - przewyższa zastosowanie konwencjonalnych metod RICE (odpoczynek-lód-ucisk-uniesienie).

Klinicznie udowodnione uśmierzenie bólu i obrzęku przy jednoczesnym ograniczeniu stosowania i/lub wcześniejszym zakończeniu przyjmowania leków narkotycznych, które mogą nieść ze sobą działania niepożądane.

Wybór systemu leczenia urazów i rehabilitacji pooperacyjnej dla tysięcy znanych sportowców, zespołów profesjonalnych, specjalistów w dziedzinie ortopedii i fizjoterapeutów na całym świecie.

W bieżących ankietach ponad 97% pacjentów potwierdza, że urządzenie Game Ready umożliwiło lepszą rehabilitację pooperacyjną niż poprzednie zabiegi z zastosowaniem innej krioterapii.

GAME READY®

CRYO/CUFF™

GEL PACK




Game Ready z aktywnym uciskiem zapewnia terapię zimnem, która działa szybciej, penetruje głębiej i utrzymuje się dłużej niż typowe metody.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób urządzenie Game Ready może pomóc w szybszym gojeniu i lepszym powrocie do zdrowia, prosimy skonsultować się z lekarzem lub odwiedzić stronę [www.gameready.com](http://www.gameready.com)

GAME READY®

[www.gameready.com](http://www.gameready.com) | 1.888.426.3732 | +1.510.868.2100

# SZYBSZE GOJENIE LEPSZY POWRÓT DO ZDROWIA



GAME READY®

NOWY STANDARD LECZENIA  
URAZÓW I STANÓW POOPERACYJNYCH

„EFEKT SCHŁODZENIA I UCISKU TO JEDYNE, CO USPOKOIŁO MOJĄ KOSTKĘ DO TAKIEGO STOPNIA, ŻE UDAŁO MI SIĘ WRESZCIE ZASNAĆ.”

Deborah Larson  
Pacjentka

„PRZEPISUJĘ GAME READY, PONIEWAŻ ZNACZNIE OBNIŻA POTRZEBĘ SIĘGNIĘCIA PO LEKI PRZECIWBÓLOWE ORAZ CO NAJMNIEJ 20% SZYBSZY POWRÓT DO ZDROWIA.”

lek. med. Peter Millett  
Klinika The Steadman Clinic, CO

GAME READY®

## ZMNIJSZA BÓL I OBRZĘK, OGRANICZA LEKI NARKOTYCZNE, PRZYSPIESZA POWRÓT DO ZDROWIA

Jeśli doznałeś urazu układu mięśniowo-szkieletowego lub przeszedłeś operację ortopedyczną, chcesz powrócić do czynności, które uwielbiasz robić możliwie jak najszybciej urządzenie Game Ready® to więcej niż łagodzenie objawów, pomaga organizmowi w szybszym gojeniu i lepszym powrocie do zdrowia.

### NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA ZALECANA PRZEZ PROFESJONALISTÓW

System Game Ready składa się z zaawansowanej jednostki sterowania i szerokiego wyboru ergonomicznych opasek. Wykorzystując rewolucyjną technologię ACCEL® (aktywny ucisk i obieg wymiany zimna), sprawdzony system łączy w sobie ucisk pneumatyczny i regulowane terapie zimnem, aby bezpiecznie niwelować obrzęk i uśmierzać ból, obniżyć potrzebę stosowania leków narkotycznych i naturalnie przyspieszać powrót do zdrowia.



# ACCEL

## UCISK I ZIMNO WSPÓLDZIAŁAJĄCE RAZEM JAK NIGDY DOTĄD

- Wygodny, przenośny system Game Ready wyposażono w intuicyjne sterowanie, automatyczne ustawienia, łatwe do zakładania opaski, narzędzia pomocy online i przyjazne wsparcie dla użytkownika zapewniając szybką, bezproblemową konfigurację i obsługę.
- Aktywny ucisk pneumatyczny naśladuje naturalne skurcze mięśni, pomagając organizmowi we wchłonięciu obrzęku, pobudzając tym samym przepływ natlenowanej krwi do miejsca urazu.
- Regulowana krioterapia aktywnie odprowadza ciepło i schładza miejsce urazu lub operacji powodując zmniejszenie obrzęku, skurczy mięśni i bólu w zastosowaniach bez leków narkotycznych.
- Ciśnienie powietrza powoduje dostosowanie się opaski obwodowej do ciała, zapewniając lepszy kontakt powierzchniowy, wzmacniając skutki głęboko penetrującego działania krioterapii.

Szybsze, głębsze, dłuższe chłodzenie wewnątrzmięśniowe spowalnia metabolizm komórkowy, pomagając organizmowi zminimalizować wtórne uszkodzenia tkanek po urazie - a mniejsza liczba uszkodzeń oznacza szybszy powrót do zdrowia.



GAME  READY®



### AUTOMATYCZNIE OPRACOWANE OPASKI ZAPEWNIĄJĄ LEPSZE POKRYCIE, DOPASOWANIE I WYNIKI

Opatentowane opaski ATX® (aktywna wymiana temperatury) o podwójnym działaniu systemu Game Ready zaprojektowano w celu optymalizacji leczenia terapeutycznym zimnem i uciskiem wszystkich ważniejszych części ciała. Opaski zapewniają pokrycie obwodowe i lepszy kontakt powierzchniowy dla zapewnienia poprawy wydajności - a ze względu na lepsze dopasowanie, są także bardziej wygodne.



**WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT AKTYWNEGO  
UCISKU I KRIOTERAPII MOŻNA ZNALEŹĆ  
NA STRONIE [WWW.GAMEREADY.COM](http://WWW.GAMEREADY.COM)**